



medicap エアロライフ2

IPPB 装置 エアロライフ2



- 患者の呼吸リズムに合わせて作動
- 患者の微弱な呼吸努力を検知する感度調整機能
- 電動式で、空気を圧縮して患者に供給するためガス供給設備が不要
- エアロゾルによる薬剤の吸入療法を同時に行うことが可能
- 小型軽量で持ち運びが容易
- 酸素の投与も可能(別売のアクセサリを使用)



仕様

項目	エアロライフ 2
ご注文番号	RM23-0006
寸法	230 (W) ×270 (D) ×150 (H) mm
重量	5.1kg
電氣的定格	100VAC 50/60Hz 100VA
陽圧調整範囲	0~35hPa (0~35mbar)
流量調整範囲	20~60L/分
感度調整範囲	0.5~5hPa (0.5~5mbar)

各部の名称



*IPPB とは? :IPPB は Intermittent Positive Pressure Breathing の略で間歇的陽圧呼吸と言います。自発呼吸に合わせて間歇的に気道に陽圧をかける方法です。一般的には吸入療法や肺理学療法に用いられます。

届出番号 : 27B1X00161000005

●製造元 ドイツ メディキャップ社 Medicap Homecare GmbH

●製造販売元 株式会社リレート

〒581-0087

大阪府八尾市明美町1丁目1番24号

Tel:072-940-6804 Fax:072-940-6805

<https://trust-relationship.com/>