

# 株式会社リレート

パープルサージカル社製品

感染対策 & 手術室アイテム




シャープス セイフティアイテムがあなたを守ります。

医療スタッフの感染事故防止対策製品

手術器具(メス刃、注射針、縫合針)を安全に使用・廃棄して頂くアイテムを取り揃えました。

## マグネット&クリアトップ

マグネット面とクリアトップ面を  
備えています。




PS3100

商品名		
マグネット&クリアトップ (M)		
ご注文番号	メーカーコード	数量
RP35-0001	PS3100	25/箱

商品名		
マグネット&クリアトップ (L)		
ご注文番号	メーカーコード	数量
RP35-0002	PS3110	25/箱


## マグネット&フォームストリップ

マグネット面とフォームストリップ面  
を備えています。



PS2635

PS2615



PS3110

ご注文番号		商品名	数量
RP35-0007	PS2635	マグネット&フォームストリップ (M) ブレードリムーバー付	25/箱
RP35-0005	PS2615	マグネット&フォームストリップ (L) ブレードリムーバー付	25/箱

## ダブルマグネット ブレードリムーバー付



PS2535



PS2560

両面にマグネットを備えています。

ご注文番号		商品名	数量
RP35-0003	PS2535	ダブルマグネット(M)ブレードリムーバー付	25/箱
RP35-0004	PS2560	ダブルマグネット(L)ブレードリムーバー付	25/箱

マグネット&フォームブロック ブレードリムーバー付

マグネット面と針カウント用数字入りフォームブロック面を備えており、(M)と(L)はメス刃の取り外しも可能です。


PS2910	ご注文番号	メーカーコード	商品名	数量
	RP35-0008	PS2910	マグネット&フォームブロック (S)	25/箱



ご注文番号	メーカーコード	商品名	数量
RP35-0010	PS2925	マグネット&フォームブロック (M) ブレードリムーバー付	25/箱

ご注文番号	メーカーコード	商品名	数量
RP35-0011	PS2940	マグネット&フォームブロック (L) ブレードリムーバー付	25/箱





### カードボード

粘着シール付、厚紙製の簡易型廃棄用パッドです。

商品名		
カードボード アドヘッシブ&フォーム		
ご注文番号	メーカーコード	数量
<b>RP35-0012</b>	PS2000	50/箱

PS2000


### パープルタートル

粘着シール付、ポリ塩化ビニル製の簡易型廃棄用パッドです。

商品名		
パープルタートル アドヘッシブ&フォーム		
ご注文番号	メーカーコード	数量
<b>RP35-0013</b>	PS2001	50/箱



PS2001



### パンクチャーブルーフ

粘着シール付、硬性プラスチック製の簡易型廃棄用パッドです。


商品名		
パンクチャーブルーフ アドヘッシブ&フォーム		
ご注文番号	メーカーコード	数量
<b>RP35-0014</b>	PS2002	50/箱

PS2002

### チューブオーガナイザー

ベルクロストラップの採用により、チューブ類の絡みを簡単に防止できます。裏面は粘着テープ付きです。

商品名		
チューブオーガナイザー		
ご注文番号	メーカーコード	数量
RP35-0015	PS5100	25/箱



### スカルペルシールド

術中に使用するメス置き場で、最大3本まで置くことが出来ます。メスを安全に取り扱っていただくための必需品です。


商品名		
スカルペルシールド		
ご注文番号	メーカーコード	数量
RP35-0016	PS4593	25/箱



### ゴールデン リトリーバー

床の上を転がすだけで、手術台の隙間やベッドの下の目に見えにくいブレード等の鋭利な金属器具を磁力により安全に回収します。


商品名		
ゴールデン リトリーバー (磁カシャープス回収器具)		
ご注文番号	メーカーコード	数量
RP35-0023	PS4000	1本



### カメラスリーブ

カメラ用のディスプレイ用ドレープです。使用後はそのまま廃棄でき、感染のリスクを最小限に抑えることが出来ます。また急な手術時でも対応が可能です。

商品名		
カメラスリーブ		
ご注文番号	メーカーコード	数量
RP35-0107	PS3901A	25/箱



## ニュートラルゾーンは 安全への第一歩です。

術者とナースの間に置いて、ニュートラル  
ゾーンを作るアイテムです。

直接手渡さないことで、針刺し事故を防  
止します。

### マグドレーブ

ディスプレイタイプの磁石内蔵マットです。使用後はそのまま廃棄でき、感染のリスクを最小限に抑えることができます。  
2種類のサイズをご用意しています。

ご注文番号	メーカーコード	商品名	数量
RP35-0029	PS4121	マグドレーブ25cm×40cm(滅菌済み)ディスプレイ	25/箱
RP35-0030	PS4122	マグドレーブ40cm×50cm(滅菌済み)ディスプレイ	25/箱

## “アッ、危ない!” そんな経験はありませんか?



### ニュートラルゾーンを作ることで……

1. スタッフ間同士で直接手渡ししないことにより、針刺し事故を防止します。
2. ハンドスイッチ類などの置き場を確保することにより、電気メスの高周波電流による不慮の事故の発生を防止します。
3. 確実な受け渡し場所を作ることにより、処置具の落下を防止します。  
結果、処置具の落下破損による修繕費用などの経済的負担を軽減します。

注) ゴールデン リトリーバー以外は全て滅菌済みです

●製造販売元 **株式会社リレート**  
<https://trust-relationship.com/>  
 〒581-0087 大阪府八尾市明美町1丁目1番24  
 Tel: 072-940-6804 Fax: 072-940-6805

●製造元 **英国パープルサージカル社**

**purple surgical**

